

การจัดการข้อมูลอย่างง่ายดาย ด้วยซอฟต์แวร์ EasyDirect™ Moisture



เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

รวบรวมข้อมูลความชื้นจากเครื่องมือมากถึงห้าเครื่อง ลด ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอก ประหยัดเวลาและเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล SQL



การจัดการผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

บทวนผลลัพธ์ คัดกรองด้วยวันที่ เครื่องมือ ผู้ใช้งานหรือตัวอย่าง แสดงผลลัพธ์เป็นภาพและใช้วิธีการทางสถิติเพื่อ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ



การรายงานที่ง่ายดาย

สร้างรายงานผลความชื้นที่เรียบง่ายและชัดเจน ส่งออกข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ได้ในหลากหลายรูปแบบ (CSV, XML or PDF) หรือพิมพ์ในเครื่องพิมพ์เครือข่าย



การจัดการ เครื่องมือกลาง

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องมือของคุณทันสมัยและพร้อมมอบ ผลความชื้นที่ถูกต้อง ตรวจสอบติดตามสถานะเครื่องมือและกำหนดการทดสอบและบริการเป็นประจำ




การจัดการข้อมูลการชั่งน้ำหนักได้อย่างง่ายดาย


เชื่อมต่อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นเข้ากับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พีซี EasyDirect Moisture และปรับปรุงการจัดการข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น สามารถติดตั้งและตั้งค่า ได้ง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในการตรวจวัดความชื้นของคุณ: รวบรวมข้อมูลความชื้นโดยอัตโนมัติสร้าง รายงานแสดงภาพผลลัพธ์ในแผนภูมิควบคุม ดำเนินการสถิติ และจัดการเครื่องมือของคุณจากส่วนกลาง


ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 45 วันได้ที่:
www.mt.com/Moisture-Software



กำหนดการทดสอบเครื่องมือเป็นประจำ



ตรวจติดตามการทดสอบและสถานะการบริการ



ภาพรวมของเครื่องมือ



การสร้างกราฟการทำแห้ง

รายละเอียดทางเทคนิค

เครื่องมือที่รองรับ	HX204, HS153, HC103	
จำนวนเครื่องมือสูงสุด	5	
ความสามารถในการเชื่อมต่อ	HC103	USB, RS232
	HX204, HS153	USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi
ฐานข้อมูล	SQL Express 2022	
ข้อกำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์	OS: Windows 10 (Update ≥20H2), Windows 11 64-bit	
การรวบรวมข้อมูล	ผลการวัดค่า ผลการทดสอบ และผลการปรับ	
รูปแบบรายงาน	PDF, CSV, XML	
การจัดการเครื่องมือ	การทดสอบตามปกติและการจัดตารางเวลาและการเตือนความจำเครื่องมือและภาพรวมสถานะ	
การป้องกัน	การป้องกันรหัสผ่านของการตั้งค่าและผลลัพธ์	
ภาษา	อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี โปแลนด์ เช็ก ฮังการี โปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน เกาหลี	

METTLER TOLEDO Group
 การชั่งน้ำหนักในห้องปฏิบัติการ
 ผู้ติดต่อในพื้นที่: www.mt.com/contacts

www.mt.com/Moisture-Software

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค
 © 05/2023 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิทธิ์
 30609799B
 Group MarCom RITM1026589 AG/RT