

Titration EasyPlus™



Easy EPM et Easy Dose

Simplicité d'utilisation

Conçu pour être performant

Concentrations précises

Droit au but
Simple et abordable

METTLER TOLEDO

Simplicité à tous les niveaux

Compact et abordable

Les laboratoires Lean d'aujourd'hui cherchent à améliorer leur efficacité tout en réduisant l'espace occupé sur les paillasse. Spécialement conçus pour les applications simples de routine, les titreur EasyPlus™ sont très rapides à configurer grâce à leur interface utilisateur intuitive.



Simplicité d'utilisation

Effectuez votre analyse à l'aide de l'écran tactile ou du nouveau contrôleur à molette USB réactif. La molette se synchronise sans aucun effort avec l'écran tactile de 4,3", offrant un contrôle précis et une utilisation ergonomique.



Instructions claires

Easy EPM simplifie et accélère le titrage manuel, la préparation d'étalons et les tâches de distribution de liquides dans tous les laboratoires. L'interface utilisateur simplifiée facilite la familiarisation et améliore l'efficacité des utilisateurs.



Créés pour l'international

Nos instruments sont faits pour tous, partout dans le monde. Avec une interface utilisateur intuitive dans votre langue (plus quatorze autres langues), les menus et les options sont explicites.



Le pH et l'acidité sont des éléments importants du contrôle qualité de routine. Que vous analysiez du lait, du jus d'orange, de l'huile ou des lubrifiants, Easy EPM est la solution idéale pour votre analyse. Une électrode de pH, disponible en option vous guide tout au long du titrage, limitant ainsi le risque de surtitrage, et permet de réaliser des mesurages directs de pH.

Du titrage manuel à l'automatisé

Facile et rapide

Il n'a jamais été aussi facile de se libérer des contraintes du titrage manuel. L'instrument se veut facile et rapide à installer. EasySetup™ guide l'opérateur pas à pas tout au long de la configuration de l'instrument. Améliorez la répétabilité de vos résultats de titrage grâce à l'ajout de réactif automatique contrôlé à l'aide de l'écran tactile ou de la molette USB Plug & Play.



Analyses précises

Effectuez des titrages précis grâce à la burette automatisée et concentrez-vous sur le changement de couleur des échantillons. Une pointe de distribution immergée améliore encore la précision et élimine les variations entre chaque goutte.



Des résultats sans erreur

Divers calculs sont préprogrammés dans l'instrument. Il vous suffit de sélectionner l'unité de mesure de vos résultats (% , ppm, mg/L par exemple), ce qui évite les erreurs inhérentes aux calculs manuels.



Aucune erreur de transcription

Connectez des balances MS, ML ou ME de METTLER TOLEDO directement à l'instrument pour transférer le poids de l'échantillon automatiquement. Exportez automatiquement vos résultats vers une clé USB ou imprimez-les directement à l'aide d'une imprimante USB.



Tous les laboratoires cherchent à diminuer leur consommation de produits chimiques et d'échantillons. Les titrateurs équipés d'une burette automatisée utilisent des échantillons de plus petite taille et donc consomment moins de réactif.

Distribution au plus juste

Précision et polyvalence

La préparation d'échantillons est une étape importante de tout procédé d'analyse. Cependant, cette étape implique habituellement des opérations manuelles pénibles et fastidieuses et présente un risque d'erreurs ou de variabilité élevé. Les instruments de dosage EasyPlus sont conçus pour réaliser des tâches de distribution de liquide précises et exactes entièrement automatisées.



Préparation d'étalons

Préparez automatiquement vos étalons, vous évitant d'avoir à procéder au remplissage à niveau de fioles jaugées, une tâche fastidieuse et sujette aux erreurs. Il vous suffit de saisir le poids de votre échantillon et de définir une concentration cible.



Distribution précise

La distribution semble être une tâche facile au premier abord. Mais une distribution précise et reproductible de liquide est une opération fastidieuse qui requiert du personnel qualifié. L'instrument s'acquitte de cette tâche de manière précise et reproductible, même avec des volumes de l'ordre de 10 μ L.



Des applications polyvalentes

Les laboratoires d'aujourd'hui effectuent un large éventail d'applications de distribution. Définissez le volume requis, la vitesse et la durée de distribution pour adapter vos activités de distribution à vos exigences.



Limitez les erreurs de transcription en connectant l'instrument à une balance MS, ML ou ME de METTLER TOLEDO et tirez parti du transfert automatique du poids.

	Easy EPM	Easy Dose
Dosage prédéfini	O	O
Dosage manuel	O	O
Programmes de dosage	O	O
Préparation standard	O	O
Titration manuel	O	N
Capteur pH	O	N
EasyWheel	O	O
Balance	ME, ML, MS	ME, ML, MS
Imprimante USB P-25	O	O
UMix	O	O
UPlace	O	O



Titration EasyPlus™

Les titrateurs EasyPlus™ de METTLER TOLEDO constituent une solution simple et abordable pour vos applications de titration de routine. Réduisez les temps de formation, simplifiez et optimisez les tâches quotidiennes grâce à l'interface utilisateur intuitive d'iTitrate™.

www.mt.com/EasyPlusTitration

Pour plus d'informations

METTLER TOLEDO Group

Contact local : www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques
 © 06/2018 METTLER-TOLEDO. Tous droits réservés
 30469378
 Group MarCom 2479 LK