

EasyPlus™ Titration



Valorador EasyPlus™

Easy pH

Easy Cl

Easy Ox

Easy Pro

Easy KFV

Valorador para su muestra
Sencillo y asequible

METTLER TOLEDO

Consiga el paquete más completo

El valorador EasyPlus™ con ingeniería suiza de METTLER TOLEDO ofrece un paquete completo para su aplicación rutinaria. El funcionamiento se simplifica o se vuelve más intuitivo gracias a la interfaz de usuario de iTitrate™ similar a la de los teléfonos inteligentes, y a iTitrate™ Intelligence.

Tecnología suiza asequible



La ingeniería suiza y las piezas y los materiales de la mayor calidad convierten al valorador compacto y exacto en una adición perfecta para cualquier laboratorio de calidad.

Inicio rápido con el uso de iTitrate™



El funcionamiento es sencillo gracias a la interfaz de usuario basada en aplicaciones y a una navegación intuitiva por el sistema mediante menús. Ahorre tiempo de formación y simplifique y acelere las tareas diarias.

Listo para su muestra con iTitrate™ Intelligence



La inteligencia integrada solo necesita que se definan unos cuantos parámetros para preparar el instrumento para la valoración.

Servicio y soporte



Aproveche nuestro servicio y soporte basado en Internet. Dispone de vídeos, preguntas frecuentes y numerosas aplicaciones con tan solo un clic.



Easy KFV



Easy Pro

► www.mt.com/easyplustitration

Tecnología suiza

asequible para todo el mundo

Los valoradores EasyPlus™ están diseñados y fabricados por un equipo suizo de desarrollo de acuerdo con los estándares de software y hardware más estrictos. Nuestros expertos, que cuentan con años de experiencia, hicieron posible desarrollar un instrumento fabricado con componentes de gran calidad que requiere muy poco espacio. Estos valoradores necesitan mucho menos espacio, pero aun así proporcionan los resultados más exactos y coherentes posibles.

Diseño e ingeniería suizos



Facilidad de uso y asequibilidad sin sacrificar la calidad fue el reto presentado a los equipos suizos de desarrollo de hardware y de software. Los valoradores EasyPlus™ son el sorprendente resultado desarrollado por ingenieros con años de experiencia en el diseño y el funcionamiento del instrumento.

Robusto y duradero



El valorador EasyPlus™ está fabricado únicamente con componentes de gran calidad capaces de resistir condiciones de laboratorio exigentes. Invierta en un instrumento duradero y resistente de duración garantizada.

Pequeño aunque apto



La tecnología mecánica y electrónica más reciente disponible permite que EasyPlus™ sea un valorador tan pequeño. Los componentes de una calidad superior y los conocimientos técnicos permiten que este pequeño instrumento pueda realizar cualquier valoración básica con facilidad.



Resultados exactos y coherentes



- Resultados exactos, repetibles y reproducibles garantizados gracias a buretas y sensores precisos.
- Cálculo automatizado de resultados.
- Los resultados se almacenan y están disponibles para imprimirse o transferirse al software EasyDirect™.

Material y diseño de calidad:
para los que dominan
la excelencia en la ingeniería.

Inicio rápido con el uso de iTitrate™

El valorador EasyPlus™ está especialmente diseñado para las aplicaciones rutinarias y es muy sencillo de usar por su interfaz de usuario similar a la de las aplicaciones. La navegación sencilla e intuitiva habla su idioma y otros 14. El proceso de configuración e instalación se explica en el tutorial EasySetup del instrumento, lo que supone que el valorador estará listo y en funcionamiento en el menor tiempo posible.

Facilidad de uso



El funcionamiento de EasyPlus™ no podría ser más sencillo gracias al diseño de aplicación similar al de los teléfonos inteligentes para controlar todas las funciones importantes del instrumento. Sencillo e intuitivo.

LongClick™



No siempre es necesario navegar hasta los análisis rutinarios. One LongClick™ es todo lo que necesita para iniciar el último análisis.

EasySetup™



EasySetup le guía paso a paso por el menú de instalación. La configuración y el desarrollo de la aplicación se simplifican mediante una programación intuitiva y exhaustiva.



Habla su idioma



El valorador EasyPlus™ es para cualquier persona en cualquier lugar. Se ha programado su idioma y otros 14 en el instrumento, incluidos el árabe, el chino, el inglés, el portugués y el tailandés.

Interfaz y menús fáciles de usar como con los que está familiarizado.

Listo para su muestra con iTitrator™ Intelligence

iTitrator Intelligence ayuda al usuario a la hora de configurar métodos de la forma más sencilla. Solo es necesario establecer algunos parámetros y el valorador hará el resto, incluso los cálculos se realizan automáticamente de acuerdo con la unidad de los resultados seleccionada. iTitrator Intelligence simplifica la vida del personal que realiza las valoraciones manuales. El valorador EasyPlus™ cuenta con rutinas automáticas y funciones de ayuda que permiten el control, el cálculo y la configuración.

iTitrator™ Intelligence



El valorador EasyPlus™ calcula automáticamente los resultados mediante fórmulas predefinidas. METTLER TOLEDO ha programado las fórmulas de cálculo más habituales. Solo tiene que seleccionar la unidad de los resultados y permitir que el instrumento haga el resto.

Herramientas de diagnóstico



Si se produce un problema, una herramienta de diagnóstico como el test del sensor puede guiarle por los problemas más habituales con instrucciones detalladas para corregir el problema. Estará preparado para volver a analizar muestras con un tiempo de inactividad mínimo.



Valoración manual

¿Sigues realizando valoraciones manuales?

¿Qué podría hacer un valorador automático para mejorar su análisis de muestras?

- Una bureta automatizada y una punta de dosificación sumergida aumentan la precisión. No más variaciones de una gota a otra.
- Los sensores para la detección del punto final aumentan la reproducibilidad y la exactitud. Estas, a su vez, eliminan la sobrevaloración y la interpretación del color por parte del operario.
- No más errores de cálculo debido a un procesamiento de resultados automatizado.
- Evite los errores de transcripción con el software de recogida de datos o una impresora.
- Ahorre tiempo al operario, ya que solo tendrá que iniciar un análisis y será libre para realizar otras tareas.
- Mejor repetibilidad, ya que se garantiza que el análisis se realice siempre de la misma forma.

Los conocimientos “incorporados”
eliminan las suposiciones

La combinación perfecta para cualquier finalidad

Easy pH



Todo lo que necesita para valoraciones ácido/base automatizadas, incluida la determinación de la acidez en zumos, leche y vino, además de los valores p y m en el agua, y mucho más.

Easy Cl



Todo lo que necesita para la determinación del cloruro en los alimentos y otros productos, más la determinación del contenido de plata mediante precipitación.

Easy Ox



Todo lo que necesita para las valoraciones redox automatizadas, incluida la determinación del SO_2 en el vino, los azúcares reductores, los valores de peróxido, el contenido de vitamina C y mucho más.

Easy Pro



Mediante la combinación de tres tipos principales de valoraciones: ácido/base, precipitación y redox, este instrumento determina los parámetros más habituales en los alimentos, las bebidas y los productos químicos.

Easy KFV



Todo lo necesario para la valoración volumétrica Karl Fischer rutinaria desde 100 ppm hasta el 100 % en alimentos, productos químicos y otros tipos de muestras.



Tabla de comparación de características	Easy pH	Easy CI	Easy Ox	Easy Pro	Easy KFV
Aplicación	Ácido/base	Precipitación	Redox	Ácido/base, precipitación, redox	Volumétrica Karl-Fischer
Número de métodos de valoración	1	1	1	3	1
Referencia	30060041	30060043	30060042	30060044	30060045
LongClick™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tutorial de inicio rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ayuda en línea	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cálculo predefinido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Idioma	Alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, tailandés, turco, vietnamita				
Conectividad con PC de EasyDirect™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Accesorios

Software	Software para PC EasyDirect™ Titration
Sensores	Sensores EasyPlus™ BNC
Impresora	USB-P25
Balanzas analíticas	New Classic
Buretas	10, 20 o 50 ml
Bomba	EasyPump
Unidad agitador	EasyStir

Consiga lo mejor



Ayuda y conocimientos

¿Necesita conocimientos sobre aplicaciones para valorar una muestra específica?
¿Desea recibir consejos sobre buenas prácticas de valoración o necesita soporte técnico experto? Solo tiene que registrarse en la página web EasyPlus™ Titration y encontrará rápidamente toda la ayuda que necesita para sus tareas diarias.

Verificación del rendimiento

La verificación EasyPlus™ se simplifica con nuestro kit de verificación del rendimiento. Reciba la solución estándar para su valoración y realice solo tres análisis. Envíe los resultados a la página web EasyPlus™ Titration para recibir una declaración de verificación del rendimiento y exactitud del valorador.



Mantenimiento

Nuestros ingenieros del servicio técnico resuelven problemas y realizan el mantenimiento preventivo, lo que garantiza el buen funcionamiento del valorador. Así, se evitan costes de reparación y tiempos de inactividad inesperados. Nuestros especialistas inspeccionan, mantienen y prueban su valorador para garantizar un rendimiento y una fiabilidad máximos.



www.mt.com/easyplustitration

Para más información

METTLER TOLEDO Group
Analytical
Local contact: www.mt.com/contact

Sujeto a modificaciones técnicas.
© 06/2018 METTLER TOLEDO
30073660A
Marketing Titration / MarCom Analytical